



160920340809

检测报告

(Test Report)

No. BOLQHZZQ495717L1

| | |
|------------------------------|---|
| 样品名称 (Sample Description) | 一次性使用医用口罩 Disposable Medical Face Mask |
| 委托单位 (Applicant) | 武汉友福国际贸易有限公司 Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd |

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com




检测结果

(Test Results)

No. BOLQHZZQ495717L1

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

| | | | |
|---|---|--|--|
| 样品名称 (Sample Description) | 一次性使用医用口罩 Disposable Medical Face Mask | 样品规格 (Sample Specification) | 规格 Specification: 17.5*9.5cm 型号 Model: 成人型 type of adult |
| 委托单位 (Applicant) | 武汉友福国际贸易有限公司 Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd | 商标 (Trade Mark) | --- |
| 到样日期 (Received Date) | 2020-11-02 | 生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.) | 生产日期 Manufacturing Date: 2020 年 08 月 26 日 August 26,2020 生产批号 Manufacturing Lot No.: 20200826 |
| 检测日期 (Test Date) | 2020-11-02~2020-11-13 | 样品等级 (Sample Grade) | --- |
| 样品数量 (Sample Quantity) | 100 个 100pcs | 检测类别 (Test Type) | 委托检测 (Commissioning Test) |
| 样品状态 (Sample Status) | 正常 Normal | 检测环境 (Test Environment) | 符合要求 (To meet the requirements) |
| 样品来源 (Sample Source) | 送样 Send Sample | | |
| 检测项目 (Test Items) | 见下页 See the next page | | |
| 检测方法 (Test Methods) | 见下页 See the next page | | |
| 所用主要仪器 (Main Instruments) | 电热恒温培养箱 Electric Heating Constant Temperature Incubator、 细菌过滤效率检测仪 Bacterial filtration efficiency detector 等 etc. | | |
| 检测结论 (Test Conclusion) | 该样品经检测, 所检项目符合 EN 14683: 2019+AC: 2019 IIR 型的要求。 The sample has been tested and the tested items meet the requirements of EN 14683: 2019+AC: 2019 Type IIR. | | |
| 备注 (Note) | 限值标准 Limit Standard: EN 14683: 2019+AC: 2019 生产单位Manufacturer: 武汉友福国际贸易有限公司Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd 受检单位Inspection: 武汉友福国际贸易有限公司Wuhan Youfu International Trade Co.,Ltd 以上样品信息由委托单位提供 The information of above sample was provided by the applicant. | | |
|  | 编制人 (Edited by) | 黄斌 | |
| | 审核人 (Checked by) | 符群 | |
| | 批准人 (Approved by) | 戴晴 | |
| | 签发日期 (Issued Date) | 2020-11-13 | |

检测结果 (Test Results)

No. BOLQHZZQ495717L1

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

| 样品名称和编号 (Sample Description and Number) | 检测项目 (Test Items) | 限值 (Limit) | 检测结果 (Test Results) | | 单项结论 (Evaluation) | 检测方法 (Test Methods) |
|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | IIR 型 Type IIR | | | | |
| Q495717L1 一次性使用医用 口罩 Disposable Medical Face Mask | 细菌过滤效率 (BFE), % Bacterial filtration efficiency(BFE) | ≥98 | No.1 | >99.9 | 符合 Conform | EN 14683: 2019 +AC: 2019 |
| | | | No.2 | >99.9 | | |
| | | | No.3 | >99.9 | | |
| | | | No.4 | >99.9 | | |
| | | | No.5 | >99.9 | | |
| | 压力差, Pa/cm ² Differential pressure | <60 | 48.5 | 符合 Conform | EN 14683: 2019 +AC: 2019 | |
| | 抗溅压力, kPa Splash resistance pressure | ≥16.0 | >16.0 | 符合 Conform | EN 14683: 2019 +AC: 2019 | |
| 微生物清洁度, cfu/g Microbial cleanliness | ≤30 | <1 | 符合 Conform | EN 14683: 2019 +AC: 2019 | | |

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)